

















WIRNIK / ROTOR 12200  
4 X 100 ML




		<b>WIRNIK / ROTOR 12200</b> 4 x 100 ml RPM max.: 4 000 RCF max.: 2 504 x g	Nr kat. / Cat. no 12200
		TYP / TYPE	Liczba próbek w wirniku / Number of tubes per rotor
13113		Zawieszka na 12 próbek 13 x 75 mm Hanger for 12 tubes 13 x 75 mm	48
<b>13200</b>		<b>Pojemnik 100 ml</b> <b>Bucket 100 ml</b>	
14013		Wkładka redukcyjna na 8 próbek 13 x 75/100 mm Round carrier for 8 tubes 13 x 75/100 mm	32
14016		Wkładka redukcyjna na 7 próbek 16 x 100 mm Round carrier for 7 tubes 16 x 100 mm	28
14020		Wkładka redukcyjna 5 x 10 ml Nalgene® i 5 x 13/14 ml Sarsted® Round carrier 5 x 10 ml Nalgene® tubes and 5 x 13/14 ml Sarsted® tubes	20
14021		Wkładka redukcyjna na próbki okrągłodenne 10 x 1,5/2 ml Eppendorf® Round carrier for round-bottom tubes 10 x 1,5/2 ml Eppendorf® tubes	40
14023		Wkładka redukcyjna na próbkę 30 ml Nalgene® Round carrier for 30 ml Nalgene® tubes	4
14026		Wkładka redukcyjna na próbkę 50 ml Greiner®/ Falcon®/ Nalgene® Round carrier 50 ml Greiner®/ Falcon®/ Nalgene® tubes	4
14028		Wkładka redukcyjna na szklaną próbkę okrągłodenną 50 ml Round carrier for round-bottom glass tube 50 ml	4
14029		Wkładka redukcyjna na 12 próbek okrągłodennych Ø12 mm Round carrier for 12 round-bottom tubes Ø12 mm	48
14100		Wkładka redukcyjna na próbkę okrągłodenną 100 ml Round carrier for round-bottom tube 100 ml	4
<b>13201C</b>		<b>Pojemnik 100 ml z pokrywką [58,4 mm]</b> <b>Bucket 100 ml with cap [58,4 mm]</b>	
14013		Wkładka redukcyjna na 8 próbek 13 x 75/100 mm Round carrier for 8 tubes 13 x 75/100 mm	32
14016		Wkładka redukcyjna na 7 próbek 16 x 100 mm Round carrier for 7 tubes 16 x 100 mm	28
14020		Wkładka redukcyjna 5 x 10 ml Nalgene® i 5 x 13/14 ml Sarsted® Round carrier 5 x 10 ml Nalgene® tubes and 5 x 13/14 ml Sarsted® tubes	20

14021		Wkładka redukcyjna na probówki okrągłodenne 10 x 1,5/2 ml Eppendorf® Round carrier for round-bottom tubes 10 x 1,5/2 ml Eppendorf® tubes	40
14023		Wkładka redukcyjna na probówkę 30 ml Nalgene® Round carrier for 30 ml Nalgene® tubes	4
14026		Wkładka redukcyjna na probówkę 50 ml Falcon®/ Nalgene® Round carrier 50 ml Falcon®/ Nalgene® tubes	4
14028		Wkładka redukcyjna na szklaną probówkę okrągłodenną 50 ml Round carrier for round-bottom glass tube 50 ml	4
14029		Wkładka redukcyjna na 12 probówek okrągłodennych Ø12 mm Round carrier for 12 round-bottom tubes Ø12 mm	48
14100		Wkładka redukcyjna na probówkę okrągłodenną 100 ml Round carrier for round-bottom tube 100 ml	4
13215		Zawieszka 2 x 15 ml Falcon® Hanger 2 x 15 ml Falcon® tubes	8







	S-LINE				M-LINE			
	<b>MPW-54</b>	<b>MPW-55</b>	<b>MPW-56</b>	<b>MPW-150R</b>	<b>M-UNIVERSAL</b>	<b>M-DIAGNOSTIC</b>	<b>M-SCIENCE</b>	<b>MPW-260</b>
	120 ml	48 ml	120 ml	90 ml	500 ml	500 ml	100 ml	500 ml
RCF max.	1 137, 3 122 x g	15 279 x g	3 341 x g	21 382 x g	24 270 x g	4 830 x g	24 270 x g	24 270 x g
RPM max.	3 500, 5 800	14 500	6 000	15 000	18 000	6 000	18 000	18 000
	-	-	-	-20°C ÷ +40°C	-	-	-	-
Liczba wirników (kątowych horyzontalnych) [angleswing-out] Number of rotors Numero de rotores [angularoscilante]	3/0	4/0	5/0	8/0	20/5	9/7	9/0	18/4
Autoidentyfikacja wirnika Rotor auto-recognition Identificación de rotores automática	-	-	-	•	•	•	•	•
Język Language Idioma	EN	EN	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociągnięcie pokrywy Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	-	9	-	100	100	100	100	100
	M-LINE		L-LINE				XL-LINE	
	<b>MPW-260R</b>	<b>MPW-260RH</b>	<b>MPW-351e</b>	<b>MPW-352</b>	<b>MPW-352R</b>	<b>MPW-352RH</b>	<b>MPW-380</b>	<b>MPW-380R</b>
	500 ml	500 ml	800 ml	1 000 ml	1 000 ml	1 000 ml	3 000 ml	3 000 ml
RCF max.	24 270 x g	24 270 x g	3 509 x g	29 703 x g	30 065 x g	30 065 x g	31 876 x g	31 876 x g
RPM max.	18 000	18 000	4 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-20°C ÷ +40°C
Liczba wirników (kątowych horyzontalnych) [angleswing-out] Number of rotors Numero de rotores [angularoscilante]	18/4	18/4	2/2	25/6	25/6	25/6	13/3	13/3
Autoidentyfikacja wirnika Rotor auto-recognition Identificación de rotores automática	•	•	-	•	•	•	•	•
Język Language Idioma	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociągnięcie pokrywy Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	•	•	•	•	•
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	100	100	-	100	100	100	100	100

# MPW MED. INSTRUMENTS

☎ +48 22 610 56 21  
 📠 +48 22 610 55 36  
 @ mpw@mpw.pl

🏠 ul. Boremlowska 46  
 04-347 Warszawa Polska  
 46 Boremlowska Street  
 04-347 Warsaw Poland

**MPW**®  
 MED. INSTRUMENTS



[www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)

