
































WIRNIK / ROTOR 12352
4 X 250 ML




	WIRNIK / ROTOR 12352 4 x 250 ml RPM max.: 4 800 RCF max.: 4 405 x g	Nr kat. / Cat. no 12352
	TYP / TYPE	Liczba probówek w wirniku / Number of tubes per rotor
13352 	Pojemnik 250 ml Bucket 250 ml	
14050 	Wkładka redukcyjna 4 x 50 ml Falcon® Round carrier 4 x 50 ml Falcon® tubes	16
14250 	Wkładka redukcyjna na butelkę 250 ml Round carrier with Pad under bottle 250 ml	4
14310 	Wkładka redukcyjna na probówkę 100 ml Round carrier for 100 ml tube	4
14311 	Wkładka redukcyjna na probówki wolnostojące z dnem stożkowym 2 x 50 ml Greiner® Round carrier for skirted conical-bottom tubes 2 x 50 ml Greiner® tubes	8
14312 	Wkładka redukcyjna na szklane probówki okrągłodenne 3 x 50 ml Round carrier for round-bottom glass tubes 3 x 50 ml	12
14313 	Wkładka redukcyjna na 19 probówek 13 x 100 mm Round carrier for 19 tubes 13 x 100 mm	76
14314 	Wkładka redukcyjna na 19 probówek 13 x 75 mm Round carrier for 19 tubes 13 x 75 mm	76
14315 	Wkładka redukcyjna 8 x 15 ml Falcon® Round carrier 8 x 15 ml Falcon® tubes	32
14316 	Wkładka redukcyjna na 15 probówek 16 x 100 mm Round carrier for 15 tubes 16 x 100 mm	60
14318 	Wkładka redukcyjna 26 x 1,6÷5 ml S-Monovette® Round carrier 26 x 1,6÷5 ml S-Monovette® tubes	104
14319 	Wkładka redukcyjna na probówki wolnostojące z dnem stożkowym 3 x 30 ml Sterilin® lub probówki okrągłodenne 7 x 28/30 ml Nalgene® Round carrier for skirted conical-bottom tubes 3 x 30 ml Sterilin® tubes or round-bottom tubes 7 x 28/30 ml Nalgene® tubes	12/28
14320 	Wkładka redukcyjna na probówki 12 x 15/10 ml Nalgene® Round carrier for 12 x 15/10 ml Nalgene® tubes	48

14321		Wkładka redukcyjna na probówki 4 x 50 ml Nalgene® Round carrier for 4 x 50 ml Nalgene® tubes	16
14322		Wkładka redukcyjna na probówki okrągłodenne 8 x 2/1,5 ml Eppendorf® Round carrier for round-bottom tubes 8 x 2/1,5 ml Eppendorf® tubes	72
14323		Wkładka redukcyjna na butelkę płaskodenną 200 ml Round carrier for flat-bottom bottle 200 ml	4
14325		Wkładka redukcyjna na 17 probówek 13 x 75/100 mm Round carrier for 17 tubes 13 x 75/100 mm	68
13353C		Pojemnik 250 ml z pokrywką Bucket 250 ml with cap	
14051		Wkładka redukcyjna 3 x 50 ml Falcon® Round carrier 3 x 50 ml Falcon® tubes	12
14250		Wkładka redukcyjna na butelkę 250 ml Round carrier with Pad under bottle 250 ml	4
14310		Wkładka redukcyjna na probówkę 100 ml Round carrier for 100 ml tube	4
14311		Wkładka redukcyjna na probówki wolnostojące z dnem stożkowym 2 x 50 ml Greiner® Round carrier for skirted conical-bottom tubes 2 x 50 ml Greiner® tubes	8
14312		Wkładka redukcyjna na szklane probówki okrągłodenne 3 x 50 ml Round carrier for round-bottom glass tubes 3 x 50 ml	12
14313		Wkładka redukcyjna na 19 probówek 13 x 100 mm Round carrier for 19 tubes 13 x 100 mm	76
14314		Wkładka redukcyjna na 19 probówek 13 x 75 mm Round carrier for 19 tubes 13 x 75 mm	76
14316		Wkładka redukcyjna na 15 probówek 16 x 100 mm Round carrier for 15 tubes 16 x 100 mm	60
14317		Wkładka redukcyjna 7 x 15 ml Falcon® Round carrier 7 x 15 ml Falcon® tubes	28

14318		Wkładka redukcyjna 26 x 1,6÷5 ml S-Monovette® Round carrier 26 x 1,6÷5 ml S-Monovette® tubes	104
14319		Wkładka redukcyjna na próbówki wolnostojące z dnem stożkowym 3 x 30 ml Sterilin® lub próbówki okrągłodenne 7 x 28/30 ml Nalgene® Round carrier for skirted conical-bottom tubes 3 x 30 ml Sterilin® tubes or round-bottom tubes 7 x 28/30 ml Nalgene® tubes	12/28
14320		Wkładka redukcyjna na próbówki 12 x 15/10 ml Nalgene® Round carrier for 12 x 15/10 ml Nalgene® tubes	48
14321		Wkładka redukcyjna na próbówki 4 x 50 ml Nalgene® Round carrier for 4 x 50 ml Nalgene® tubes	16
14322		Wkładka redukcyjna na próbówki okrągłodenne 8 x 2/1,5 ml Eppendorf® Round carrier for round-bottom tubes 8 x 2/1,5 ml Eppendorf® tubes	72
14323		Wkładka redukcyjna na butelkę płaskodenną 200 ml Round carrier for flat-bottom bottle 200 ml	4
14325		Wkładka redukcyjna na 17 probówek 13 x 75/100 mm Round carrier for 17 tubes 13 x 75/100 mm	68





	S-LINE				M-LINE			
								
	MPW-54	MPW-55	MPW-56	MPW-150R	M-UNIVERSAL	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE	MPW-260
	120 ml	48 ml	120 ml	90 ml	500 ml	500 ml	100 ml	500 ml
RCF max.	1 137, 3 122 x g	15 279 x g	3 341 x g	21 382 x g	24 270 x g	4 830 x g	24 270 x g	24 270 x g
RPM max.	3 500, 5 800	14 500	6 000	15 000	18 000	6 000	18 000	18 000
	-	-	-	-20°C + +40°C	-	-	-	-
Liczba wirników (kątowych horyzontal- nych) Number of rotors (angleswing-out) Número de rotores (angularoscilante)	3/0	4/0	5/0	8/0	20/5	9/7	9/0	18/4
Autoidentyfikacja wir- nika Rotor auto-reco- gnition identificación de rotores automatica	-	-	-	•	•	•	•	•
Język Language Idioma	EN	EN	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociąganie pokryw Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	-	9	-	100	100	100	100	100

	M-LINE		L-LINE				XL-LINE	
								
	MPW-260R	MPW-260RH	MPW-351e	MPW-352	MPW-352R	MPW-352RH	MPW-380	MPW-380R
	500 ml	500 ml	800 ml	1 000 ml	1 000 ml	1 000 ml	3 000 ml	3 000 ml
RCF max.	24 270 x g	24 270 x g	3 509 x g	29 703 x g	30 065 x g	30 065 x g	31 876 x g	31 876 x g
RPM max.	18 000	18 000	4 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	-20°C + +40°C	-20°C + +55°C	-	-	-20°C + +40°C	-20°C + +55°C	-	-20°C + +40°C
Liczba wirników (kątowych horyzontal- nych) Number of rotors (angleswing-out) Número de rotores (angularoscilante)	18/4	18/4	2/2	25/6	25/6	25/6	13/3	13/3
Autoidentyfikacja wir- nika Rotor auto-reco- gnition identificación de rotores automatica	•	•	-	•	•	•	•	•
Język Language Idioma	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociąganie pokryw Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	•	•	•	•	•
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	100	100	-	100	100	100	100	100

MPW MED. INSTRUMENTS



☎ +48 22 610 56 21
☎ +48 22 610 55 36
@ mpw@mpw.pl

🏠 ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa Polska
46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland



www.mpw.pl